

# アスベスト含有分析に必要な採取量の目安

(定性分析：約5g 定性+定量分析：約10g)

携帯での閲覧は  
こちら



※写真の目安の赤テープの長さは10cmです。

※写真は定性分析に必要な量です。定量分析までご希望の際は倍量を採取してください。

仕上塗材		吹付材・保温材・断熱材
・板状の場合	・細かい欠片の場合	

約ペットボトル  
キャップ1杯分

定量分析では、躯体が厚い試料は正確な評価ができない場合があります。また、細かい欠片になった試料は層別分析が困難な場合があります。

繊維状素材は比重が小さいため、採取量にご注意ください。

成形板	
・厚みがある材種（壁・天井等） <b>【5cm×5cm程度】</b>	・厚みが0.5cm以下の材種（床材、壁紙、屋根材等） <b>【10cm×10cm程度】</b>

スレート、石膏ボード、岩綿吸音板、サイディング、ケイ酸カルシウム板等

ビニル床タイル、長尺シート、巾木、クロス、クッションフロア、アスファルトルーフィング、防水シート等

梱包方法	
<p>①飛散防止の為チャック付きポリ袋に二重に入れ、密閉するようお願い致します。</p> <p>②三点採取した試料は、それぞれ個別の袋に入れるようお願い致します。</p> <p>※<u>見た目や質感、層構造が異なる試料は同一試料として取り扱いできません。</u>万が一混在している場合は別試料扱いとなるため、ご相談させていただくことがございます。</p>	
<p>①</p> <p>↳ 検体を入れて二重に梱包</p>	<p>②</p> <p>↳ 三点採取の場合、検体を入れてまとめて大きな袋に入れて二重で梱包</p>